



VisCalor Dispenser

DISPENSER ZUM ERWÄRMEN VON COMPOSITE CAPS

VisCalor® Dispenser

DISPENSER ZUM ERWÄRMEN VON COMPOSITE CAPS

Mit dem VisCalor Dispenser können Composites in Caps nicht nur erwärmt, sondern ohne Gerätewechsel sofort danach appliziert und über einen gewissen Zeitraum hinweg warmgehalten werden. Das Composite wird mittels Nah-Infrarot-Technologie sehr schnell erwärmt.

Der VisCalor Dispenser ist das ideale Gerät im Zusammenspiel mit VisCalor bulk. Das speziell zur Erwärmung entwickelte Nano-Hybrid-Composite erlangt durch die Anwendung mit dem Dispenser eine niedrigere Viskosität, sodass dieses optimal an Ränder und unter sich gehende Bereiche anfließen kann. Dadurch werden ebenfalls Luftblaseneinschlüsse vermieden und die Gefahr der Randspaltbildung minimiert.

	Temperatur	Aufheizzeit	Warmhaltezeit
Programm 1 VisCalor bulk	65 °C	30 Sek.	2:30 Min.
Programm 2 VOCO-Composite	65 °C	70 Sek.	1:50 Min.



Handelsformen

- REF 6062 Set VisCalor Dispenser Caps 80 x 0,25 g (16 x universal, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3), VisCalor Dispenser
- REF 9143 VisCalor Dispenser – Temperiergerät (inkl. Ladekabel, Halter, 2 Wechselaufsätze und Reinigungsset)
- REF 9144 Wechselaufsatz 2 Stk. (autoklavierbar)
- REF 9145 Schutzfolien 100 Stk.

Produktvorteile

- Effektiv im Handling – Schnelle Erwärmung und sofortiges Applizieren in einem Gerät
- Homogene Erwärmung durch Nah-Infrarot-Technologie
- Zwei Programme (VisCalor bulk und weitere VOCO-Composites)
- Handliches Design und bewährte Form zum Füllen von Molarenkavitäten
- Bessere Adaption der Composites an die Kavitätenwände durch geschmeidigere Konsistenz



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.dental

VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Zu beziehen durch:

